

FURNITUR LABORATORIUM





MDF (Medium Density Fibreboard)

- Bahan dasar dinding MDF (Medium Density Fibreboard) dengan ketebalan 18 mm.
- Berlapis vinyl bilaminasi dengan ketebalan 0.2 mm.



DAUN MEJA HPL

- Daun meja dengan bahan dasar kayu lapis yang diberi lapisan HPL, ketebalan 18 dan 24 mm.
- Tahan terhadap bahan kimia dan tahan gores.
- Sisi kanan dan kiri daun meja diberi lapisan PVC dengan ketebalan 2 mm.
- Sisi depan dan belakang daun meja dibentuk radius [tidak bersudut].



DAUN MEJA SOLID SURFACE

- Daun meja dengan bahan dasar Solid Surface (Granit Sintetis).
- Tahan terhadap panas, goresan, benturan, dan bahan kimia.
- Sisi depan dan belakang daun meja dibentuk radius [tidak bersudut].
- Tersedia dalam dua warna: hitam dan putih.



DAUN MEJA KERAMIK

- Daun meja dengan bahan dasar kayu lapis yang diberi lapisan keramik berglasir, dengan ukuran 150 x 150 mm.
- Bagian sisi daun meja juga diberi lapisan keramik berglasir.
- Profil sisi daun meja meninggi untuk mencegah tumpahan ke lantai.



RANGKA BESI

- Terbuat dari Pipa besi dengan dimensi 20 x 40 x 2.2 mm.
- Finishing cat serbuk [powder coating].
- Finishing tersedia dalam berbagai warna, yaitu: oranye, krem, dan biru. Dapat menggunakan warna khusus.



KERAN GAS

- Keran gas khusus untuk laboratorium.
- Mulut keran dapat dihubungkan dengan selang gas.
- Keran diberi lapisan cat serbuk epoksi mengilat.
- Semua penghubung di dalam keran diberi lapisan kuningan untuk menghasilkan konstruksi yang kokoh.



KERAN AIR

- Keran air khusus untuk laboratorium.
- Mulut keran dapat dihubungkan dengan selang.
- Keran diberi lapisan cat serbuk epoksi mengilat.
- Konstruksi dalam dari keran menggunakan bahan kuningan untuk mencegah karat.



BAK CUCI BAHAN PP

- Tahan terhadap karat dan kebanyakan jenis bahan kimia.
- Mudah dibersihkan.



INSTALASI SALURAN AIR DALAM LEMARI

- Saluran asupan dan pembuangan air terbuat dari bahan PP yang tahan terhadap karat dan bahan kimia.
- Saluran pembuangan air mudah dibersihkan.



STOP KONTAK BERTUTUP

- Tutup untuk keamanan saat penggunaan.
- Aman dari kemungkinan hubungan singkat akibat percikan air.



KAKI MEJA

- Dilengkapi pengatur ketinggian kaki.
- Bahan dari logam yang diberi lapisan tahan karat.

Meja Guru



Daun Meja HPL
| GLF 150 02



Daun Meja Keramik
| GLF 155 04

Meja Siswa



Daun Meja HPL - Rangka MDF
| GLF 151 01



Daun Meja HPL - Rangka Pipa Besi
| GLF 151 03



Daun Meja Keramik - Rangka MDF
| GLF 151 04

**Daun Meja HPL - Rangka MDF
(Untuk Stasiun Layanan Tipe II)**
| GLF 151 05



Meja Siswa



**Daun Meja HPL - Rangka MDF
(Dengan Keran Gas)**
| GLF 151 07



**Daun Meja Keramik - Rangka MDF
(Dengan Keran Gas)**
| GLF 151 08



**Daun Meja HPL - Rangka Pipa Besi
(Lebar 105 cm)**
| GLF 153 01



**Daun Meja HPL - Rangka MDF
(Lebar 105 cm)**
| GLF 153 02

Stasiun Layanan



**Stasiun Layanan Tipe I
(Dengan Keran Air, Listrik, dan Keran Gas)**
| GLF 900 04

Stasiun Layanan



**Stasiun Layanan Tipe II
(Dengan Keran Air dan Listrik)**

| GLF 903 02



**Stasiun Layanan Tipe III
(Dengan Keran Air dan Listrik)**

| GLF 904 06



**Stasiun Layanan Tipe III, 105 cm
(Dengan Keran Air dan Listrik)**

| GLF 904 04

**Stasiun Layanan Tipe III
(Dengan Saluran Listrik)**

| GLF 904 10



**Stasiun Layanan Tipe IV
(Dengan Keran Air)**

| GLF 901

Meja Laboratorium TPS



Meja Workstation 1 Fasa

| GLF 158 05

Meja Percobaan

| GLF 100 01



Lemari Asap

**Lemari Asap
(Meja Kerja Phenolyc Resin)**

| GLF 163

**Lemari Asap
(Meja Kerja Keramik)**

| GLF 163 03



Dilengkapi dengan:



Oval Drip



Penghisap udara pada
lemari asap (Acid-blower)

Lemari & Rak Penyimpanan



Lemari Laboratorium Tipe I
| GLF 608 01



Lemari Laboratorium Tipe II
| GLF 602 01



Lemari Laboratorium Tipe III
| GLF 603 01



Lemari Penyimpanan Mikroskop
| GLF 608 02



Bagian dalam Lemari Penyimpanan Mikroskop



Rak Penyimpanan Peralatan Tipe I
| GLF 503 01

Rak Penyimpanan Peralatan Tipe II
| GLF 503 02



Kursi



Kursi Siswa
| GLF 320 04



Kursi Guru
| GLF 320 06

Peralatan Keselamatan



**Stasiun Pencuci Mata,
Dipasang pada Dinding**
| CGS 301 01



**Stasiun Pencuci Mata,
Dengan Pijakan Kaki**
| CGS 301 02



**Alat Pemadam
Kebakaran**
| GLA 100



Jas Laboratorium
| CGS 201



**Pancuran Hujan
(Safety Shower)**
| CGS 302 01



**Sarung Tangan Karet,
Sekali Pakai**
| KKS 33/01

**Kacamata
Pengaman**
| CTG 110 01



Contoh Meja Eksperimen



1 unit Stasiun Layanan Tipe II
(GLF 903 03)

2 unit Meja Percobaan Siswa
(GLF 151 05)

4 unit Kursi Siswa
(GLF 320 04)



1 unit Stasiun Layanan Tipe III
(GLF 904 10)

2 unit Meja Percobaan Siswa
(GLF 151 01)

4 unit Kursi Siswa
(GLF 320 04)

1 unit Stasiun Layanan Tipe IV
(GLF 901)

2 unit Modul Listrik dan Gas
(GLF 160)

2 unit Meja Percobaan Siswa
(GLF 151 07)

4 unit Kursi Siswa
(GLF 320 04)





Laboratorium Biologi-Kimia Garuda Cendekia - Jakarta



Laboratorium Kimia Cendekia Madani - BSD Tangerang

Daftar Furnitur Laboratorium

Meja Guru

Kode	Nama Alat
GLF 150 02	Meja Demonstrasi Guru
GLF 155 04	Meja Demonstrasi Guru (Keramik)

Meja Siswa

Kode	Nama Alat
GLF 151 01	Meja Percobaan Siswa (HPL - MDF)
GLF 151 03	Meja Percobaan Siswa (HPL - Pipa Besi)
GLF 151 04	Meja Percobaan Siswa (Keramik - MDF)
GLF 151 05	Meja Percobaan Siswa untuk Stasiun Layanan Tipe II

Meja Siswa

Kode	Nama Alat
GLF 151 07	Meja Percobaan Siswa, dengan Keras Gas
GLF 151 08	Meja Percobaan Siswa, dengan Keras Gas (Keramik)
GLF 153 01	Meja Percobaan Siswa, Lebar 105 cm (HPL - Pipa Besi)
GLF 153 02	Meja Percobaan Siswa, Lebar 105 cm (HPL - MDF)

Stasiun Layanan

Kode	Nama Alat
GLF 900 02	Stasiun Layanan Tipe I, dengan Keran Air dan Listrik
GLF 900 04	Stasiun Layanan Tipe I, dengan Keran Air, Listrik, dan Keran Gas

Stasiun Layanan

Kode	Nama Alat
GLF 903 02	Stasiun Layanan Tipe II, dengan Keran Air dan Listrik
GLF 903 03	Stasiun Layanan Tipe II, dengan Keran Air, Listrik, dan Keran Gas
GLF 904 05	Stasiun Layanan Tipe III, dengan Keran Air, Listrik, dan Keran Gas
GLF 904 06	Stasiun Layanan Tipe III, dengan Keran Air dan Listrik
GLF 904 03	Stasiun Layanan Tipe III, 105 cm dengan Keran Air, Listrik, dan Keran Gas
GLF 904 04	Stasiun Layanan Tipe III, 105 cm dengan Keran Air dan Listrik
GLF 904 10	Stasiun Layanan Tipe III, dengan Saluran Listrik
GLF 901	Stasiun Layanan Tipe IV, dengan Keran Air
GLF 160	Modul Listrik dan Gas

Meja Laboratorium TPS

Kode	Nama Alat
GLF 158 04	Meja Workstation 3 Fasa
GLF 158 05	Meja Workstation 1 Fasa
GLF 100 01	Meja Percobaan Siswa untuk Lab. TPS
GLF 120 01	Meja Demonstrasi Guru untuk Lab. TPS

Lemari Asap

Kode	Nama Alat
GLF 163	Lemari Asap
GLF 163 03	Lemari Asap (Keramik)

Lemari dan Rak Penyimpanan

Kode	Nama Alat
GLF 608 01	Lemari Laboratorium Tipe I
GLF 602 01	Lemari Laboratorium Tipe II
GLF 603 01	Lemari Laboratorium Tipe III
GLF 608 02	Lemari Penyimpanan Mikroskop
GLF 503 01	Rak Penyimpanan Peralatan Tipe I
GLF 503 02	Rak Penyimpanan Peralatan Tipe II

Kursi

Kode	Nama Alat
GLF 320 04	Kursi Siswa
GLF 320 06	Kursi Guru

Peralatan Keselamatan

Kode	Nama Alat
CGS 301 01	Stasiun Pencuci Mata (Eyewash Station), Dipasang pada Dinding
CGS 301 02	Stasiun Pencuci Mata (Eyewash Station), Dengan Pijakan Kaki
CGS 302 01	Pancuran Hujan (Safety Shower)
GLA 100	Alat Pemadam Kebakaran
KKS 30	Sarung Tangan Karet
KKS 33/01	Sarung Tangan Karet Sekali Pakai
GLA 107	Masker Kain
CTG 110 01	Kacamata Pengaman (Safety Goggles)
CGS 201	Jas Laboratorium

PT. Arsy Media Karya Indonesia menyediakan jasa konsultasi furnitur laboratorium. Jumlah item furnitur dapat disesuaikan dengan luas ruangan dan jumlah siswa/i



PT. ARSY MEDIA KARYA INDONESIA
 Ged. Office 8 Lev. 18A SCBD
 Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan
 Email: arsymediakaryaIndonesia@gmail.com
 Telp : 087874001177